



EZ-fill®

Viales y Cartuchos

Envases de vidrio tipo I listos para uso: lavados, despirogenados y esterilizados



EZ-fill® es la gama más amplia de soluciones de envasado para productos parenterales.

Con configuraciones disponibles en nest & tub (nido y tina) ofrece una solución completa para jeringas, viales y cartuchos estériles.

La plataforma permite desarrollar productos que se pueden adaptar según sus necesidades, lo que convierte a EZ-fill® en el empaque ideal tanto para pequeños lotes como para una producción industrial.

Ventajas

Mayor Flexibilidad

EZ-fill® permite adoptar un modelo único equipo de fill & finish para diferentes tipos de envasado:

- Cambio de empaque/formato fácil y rápido en la misma máquina (viales, cartuchos y jeringas).

Minimizar el Costo Total de Propiedad

Reducción de la inversión en:

- Equipos (lavado, sistemas WFI, túnel).
- Personal.
- Validación y mantenimiento.
- Espacio (sala limpia).

Mayor Calidad

- Sin contacto vidrio-con-vidrio durante el transporte.
- Reducción de partículas.
- Alta calidad cosmética.
- Mayor resistencia mecánica.
- Menos etapas de operación: menor riesgo de paros/fallas.

Reducción del Tiempo de comercialización

- Mismo proceso de llenado durante todo el proceso de desarrollo, utilizando EZ-fill® desde la fase de investigación hasta la fase industrial.

Proceso probado



Lavado



Siliconado*



Despirogenado



Ensamble del cierre*



Insertión en nest & tub



Sellado y embolsado



Esterilizado

VIALES

Nest & Tub



FORMATO	DIÁMETRO Ø	ALTURA	DIAMETRO BOCA	PCS
2R	16	35	13 mm	100
2R	16	35	13 mm	120
4R	16	45	13 mm	120
6R	22	40	20 mm	48
8R	22	45	20 mm	48
10R	24	45	20 mm	48
15R	24	60	20 mm	24
20R	30	55	20 mm	24
25R	30	65	20 mm	24
30R	30	75	20 mm	24
50R	40	73	20 mm	16

Charola



2R	16	35	13 mm	228
4R	16	45	13 mm	228
6R	22	40	20 mm	96
8R	22	45	20 mm	96
10R	24	45	20 mm	96
20R	30	55	20 mm	60
25R	30	65	20 mm	60
30R	30	75	20 mm	60
50R	40	73	20 mm	28

Configuraciones disponibles: Fina®, siliconizada y LDP (baja propensión a la delaminación).

CONFIGURACIÓN DE VIALES



- Estándar
- Invertida

CARTUCHOS

Nest & Tub



FORMATO	DIÁMETRO Ø	ALTURA	FINALIZAR	CONFIGURACIÓN	PCS
1.5 mL	8.65	56.95	7.15 mm	Tapa preinstalada	100
3 mL	11.6	62.3	7.15 mm	Tapa preinstalada	100
5 mL	22.05	46.0	13 mm	Tapa preinstalada	42
10 mL	22.05	68,7	13 mm	Tapa preinstalada	42
20 mL	26.5	72.5	13 mm	Tapa preinstalada	36

Charola



3 mL	11.6	62.3	7.15 mm	Sin límite	220
------	------	------	---------	------------	-----

Todos los formatos están en configuración Nexa®.

La altura se refiere al cartucho de vidrio sin el sistema de cierre ensamblado.

CONFIGURACIONES DE CARTUCHO



Sin tapa (componentes) (cuello hacia arriba o invertido)



Cartuchos Pre-taponado (en posición invertida)

Sede

Via Molinella, 17
35017 Piombino Dese
Padova, Italy

**Presencia global con unidades operativas
y oficinas comerciales en 10 países.**

Visita nuestra Sitio web para contactarnos .



stevanatogroup.com

EZFILL_V+C_202512